

Zn Crucibles(ジルコニウムのるつぼ)



仕様: Zirconium Crucible low form with cover, 250 mL approximate capacity
 定価: ¥75,000.- (税抜)

(2018年2月14日現在)

納期: 要問合せ

備考: るつぼとふたがセットになっています(左図)。

下記サンプルの前処理で使用することができます。

サンプル	Eichrom Technologies Application Note 2014 & 2016
野菜	AN-1405 Rapid Determination of Sr in Vegetation Samples 野菜サンプル中の Sr の迅速測定 AN-1406 Rapid Determination of Actinides in Vegetation Samples 野菜サンプル中のアクチノイドの迅速測定 AN-1422 Rapid Determination of 226Ra in 5g Vegetation Samples 野菜サンプル 5g の Ra226 の迅速測定
建設材料	AN-1409 Rapid Determination of Sr in Building Materials 建設材料中の Sr の迅速測定
コンクリート レンガ	AN-1419 Rapid Determination of 226Ra in Concrete and Brick コンクリートおよびレンガの Ra226 の迅速測定 AN-1432 Rapid Determination of Actinides in 1g Concrete and Brick Samples コンクリートおよびレンガ 1g のアクチノイドの迅速測定 AN-1605 Rapid Determination of 89/90Sr in 5g Concrete Samples コンクリートサンプル 5g の Sr-89/90 迅速測定 AN-1606 Rapid Determination of 89/90Sr in 10g Concrete Samples コンクリートサンプル 10g の Sr-89/90 迅速測定
ガラス繊維 エアフィルター	AN-1420 Rapid Determination of 226Ra in Glass Fiber Air Filters ガラス繊維エアフィルター内の Ra226 の迅速測定
土壌	AN-1421 Rapid Determination of 226Ra in 1g Soil Samples 土壌サンプル 1g の Ra226 の迅速測定 AN-1430 Rapid Determination of Actinides in Emergency Soil Samples 緊急時における土壌サンプル中のアクチノイドの迅速測定 AN-1431 Rapid Determination of Actinides in 100g Soil Samples 土壌試料中 100g のアクチノイドの迅速測定 AN-1608 Rapid Fusion Method for Refractory Th, U and Pu in Soils 土壌の耐火性の Th,U,Pu の迅速溶融法
食品	AN-1425 Rapid Determination of Actinides in 10g Emergency Food Samples 緊急時における食品サンプル 10g のアクチノイドの迅速測定
米	AN-1427 Rapid Determination of Plutonium in Large Rice Samples 大量の米サンプル中のプルトニウムの迅速測定
糞	AN-1428 Rapid Determination of Actinides in Fecal Samples 糞サンプル中のアクチノイドの迅速測定
アスファルト	AN-1429 Rapid Determination of Actinides in Asphalt samples アスファルトサンプル中のアクチノイドの迅速測定
石灰岩 大理石	AN-1603 Rapid Determination of Actinides in Limestone and Marble 石灰岩、大理石中のアクチノイドの迅速測定 AN-1604 Rapid Determination of 89/90Sr in Limestone and Marble 石灰岩、大理石中の Sr-89/90 の迅速測定



輸入総販売元

桑和貿易株式会社

E-mail : office@sowa-trading.co.jp
 URL: http://www.sowa-trading.co.jp

桑和貿易

検索

東京: 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目7番1号(瀬ビル)

TEL 03 (3862) 2700(代) FAX 03 (3862) 6300

大阪: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目3番4号(新大阪高光ビル)

TEL 06 (6390) 2151(代) FAX 06 (6390) 5620