

レジカートリッジ用付属品

真空吸引システム (バキュームボックス)

	12本掛け用	24本掛け用
商品番号	AR-12-BOX	AR-24-BOX
価格	¥124,000	¥199,000
寸法 (cm) 縦×横×高さ	32×14.5×18	57×14.5×18
内容物 (共通)	①高密度ポリエチレン (HDPE) 製上面部 ②透明プラスチック製下面部 ③真空計 ④遠沈管 (50cc) 用ラック	⑤マニフォールドプラグ25個 (使用しない穴をふさぐ用) ⑥黄色アウターチップ 25個 ⑦白色インナーサポートチューブ25個 ⑧10mLカートリッジ容器 (フリットなし) 25個



AR-12-BOX AR-24-BOX

本製品とEichrom Technologies社製の充填済カートリッジを組み合わせて使用することで、従来の重力に任せて流すカラムを利用した方法に比べて、分析時間を半分に短縮することができます。世界的にもポピュラーな方法です。

上面部は酸にも対応できる高密度ポリエチレン (HDPE) 製であり、下面部は透明のプラスチック製のため、回収チューブ内をよく見ることができます。また、上面部は4本の脚 (高さ2.5cm) が付いているため、取り外した場合でも実験台に置くことができ、使用時にカートリッジやチップに影響を与えることはありません。セットアップ方法や使用方法は分析法VBS01をご参照ください。



AR-12-LINER
AR-24-LINER

インナーライナー

	商品番号	価格
12本掛け用	AR-12-LINER	¥26,000
24本掛け用	AR-24-LINER	¥35,000

プラスチック製で透明です。廃液の回収に使用します。

総容量 12本掛け用：約2L 24本掛け用：約4L



AR-25-RV10
AR-200-RV10

10mL/20mLカートリッジ容器

フリット	サイズ	数量	商品番号	価格
あり	10mL	25個入	AR-25-RV10-F	¥14,000
		200個入	AR-200-RV10-F	¥46,000
	20mL	25個入	AR-25-RV20-F	¥16,000
		200個入	AR-200-RV20-F	¥54,000
なし	10mL	25個入	AR-25-RV10	¥7,000
		200個入	AR-200-RV10	¥26,000
	20mL	25個入	AR-25-RV20	¥8,000
		200個入	AR-200-RV20	¥32,000



AR-1000-OT

注射筒のようにEichrom Technologies社製の充填済カートリッジの上部に取り付けます。カートリッジ容器はルアーロック構造になっています。また、目盛りがついているため、真空吸引システムの使用時に流速を測定しやすくなっています。

黄色アウターチップ/白色インナーサポートチューブ

	数量	商品番号	価格
黄色アウターチップ	1000個入	AR-1000-OT	¥17,000
白色インナーサポートチューブ	1000個入	AR-1000-TUBE-PE	¥21,000



AR-1000-TUBE-PE

真空吸引システムに充填済カートリッジを取り付ける際に使用します。各フラクションによる二次汚染を避けるため、再利用せずに使い捨ててご使用ください。

レジンカラム用付属品

エクステンションファンネル

	数量	商品番号	価格
25mLエクステンションファンネル	20個入	AC-120-TK	¥10,000
250mLエクステンションファンネル	20個入	AC-20X-20M	¥10,000

25mLエクステンションファンネルは、2つのパーツで構成されたポリプロピレン製のリザーバーです。2mLカラムに対応します。容量：25mL

250mLエクステンションファンネルは、一体成形のプラスチックリザーバーです。5mL/20mLカラムに対応します。容量：200～250mL

カラムコネクター

	数量	商品番号	価格
カラムコネクター	100個入	AC-121	¥20,000

2mLカラムに25mLエクステンションファンネルを繋ぐパーツです。上記AC-120に含まれています。

エンブティカラム

	2mL	5mL	20mL
商品番号	AC-141-AL	AC-50E-5M	AC-20E-20M
価格	¥36,000	¥31,000	¥18,000
数量	100個入	50個入	20個入
内容物	①エンブティカラム ②底部用フリット(挿入済) ③キャップ ④上部用フリット	①エンブティカラム ②底部用フリット(挿入済) ③キャップ ④上部用フリット ⑤カラムチップ・クロージャー	

Eichrom Technologies社製充填済カラムと同じポリプロピレン製です。

2mLエンブティカラムの内径は0.8cmです。わずかに異なる量のレジンを分析に必要な場合に使用します。

5mL/20mLエンブティカラムの内径1.5cmです。大量のベッドボリュームの抽出クロマトグラフィーレジンまたはイオン交換レジンを必要とする場合に使用します。

カラムラック

	商品番号	価格
15穴カラムラック	AC-103	¥20,000
12穴ラージカラムラック	AC-20M-RACK	¥29,000

アクリル製で透明です。15穴カラムラックは2mLカラムに対応します。寸法は縦24cm、横11.5cm、高さ16cmです。カラムから50ccの遠沈管に直接注入することができるように15個の穴が配列されています。

12穴カラムラックは5mL/20mLカラムに対応します。

カラムチップ・クロージャー

	数量	商品番号	価格
カラムチップ・クロージャー	100個入	AC-130	¥9,000

1回の分析でカラムを2回使用する際に、カラムが乾燥しないようカラムの先端に取り付けます。(例：分析法 SRW01、Sr-89/90 in Water)柔軟性のあるプラスチック製のスリーブです。

その他製品一覧

	商品番号	価格
バキュームボックスゲージ/バルブ	AR-01-GAUGE-PVC	¥34,000
12本掛け真空吸引システム用 交換ラック	AR-12-RACK	¥29,000
12本掛け真空吸引システム用 交換ふた	AR-12-LID	¥29,000
12本掛け真空吸引システム用 交換上部サポート	AR-12-TS	¥20,000
24本掛け真空吸引システム用 交換ラック	AR-24-RACK	¥44,000
24本掛け真空吸引システム用 交換ふた	AR-24-LID	¥37,000
24本掛け真空吸引システム用 交換上部サポート	AR-24-TS	¥26,000
ストップコック(12個入)	AR-12-SC-PC	¥10,000

